

# Blephaclean

## MEDISCH HULPMIDDEL

Steriele ooglidreinigingskompressen met natuurlijke plantenextracten, voor dagelijkse hygiëne van de oogleden.

### Samenstelling lotion:

Capryloylglycine, natriumhyaluronaat, PEG 8, poloxameer 184, polysorbaat 20, propyleenglycol, hydrocotyle extract (propyleenglycol, *Centella asiatica* extract en water), be-waarmiddelvrij talgregulerend complex (propyleenglycol, *Iris Florentina* wortel-extract, zinksulfaat, PPG-5 Ceteth 20 en retinylpalmitaat (vitamine A), alcohol en water), PEG 6 caprylzuur/ caprinezuur glyceriden, dikaliumfosfaat, natriumhydroxide, kalium-diwaterstoffosfaat, gezuiverd water.

### Indicaties:

- behandeling van blepharitis, Meibom-klierdysfunctie en droge ogen
- reinigen van oogleden (allergie, oogin-fecties)
- reinigen voor oogheelkundige ingrepen (cataract, Lasik <sup>(1)</sup>, PRK <sup>(2)</sup> en IVI <sup>(3)</sup>). Blephaclean kan ook worden gebruikt na chi-rurgie, volgens het advies van uw arts of oogarts
- reinigen van gevoelige oogleden en huid

### Posologie:

- voor oogchirurgie: 2 keer per dag gedu-rende 5 dagen
- in de andere gevallen: 2 keer per dag ge-durende 3 weken, dan 1 keer per dag ge-durende 3 maanden of volgens het ad-vies van de arts

### Hoe gebruikt u dit product:

- gebruik op de huid
- naspoelen niet nodig na gebruik

### Presentatie:

- 20 voorgeïmpregneerde steriele kompres-sen, zonder bewaarmiddel
- kompressen voor éénmalig gebruik

Voor meer informatie, raadpleeg de bijsluiter ingesloten in de verpakking.

- (1) Lasik = Laser in-situ keratomileusis  
(2) PRK = Photorefractieve keratectomie  
(3) IVI = Intravitreale injectie

